



Pernuțe de apă de diluție tamponată, pachet de 25

Nr. produs: 2143166
RON Preț (fără TVA): Contact
Expediere în 2 săptămâni

Setul de pernuțe cu apă de diluție tamponată Hach, atunci când este preparat în conformitate cu instrucțiunile, este formulat în conformitate cu specificațiile descrise în metodele standard pentru examinarea apei și a apei uzate, 9050C.1.a.1 „Apă tamponată”.

Setul de pernuțe cu apă de diluție tamponată, PN 2143166, conține câte 25 de pernuțe de clorură de magneziu și de dihidrogenfosfat de potasiu. Produce 25 L de apă de diluție (1 litru per 1 pernuță de clorură de magneziu + 1 pernuță de dihidrogenfosfat de potasiu).

Soluții complete pentru testarea recreativă a apei

Hach oferă o varietate de medii și aparate pentru a satisface toate

nevoile dvs. de testare recreativă.

Soluții complete pentru testarea apei uzate

Hach a pregătit medii și aparate convenabile pentru

a facilita și accelera testarea apei uzate și a apei nepotabile.

Soluții complete pentru testarea apei potabile

Indiferent de metoda aleasă de client pentru examinarea

probelor de apă potabilă, Hach a pregătit medii și aparate convenabile pentru

a face testarea ușoară și rapidă.

Specificații

Cantitate: 25/pachet