



Test kit, nitrite, nitrogen, model NI-15

Nr. produs: 2182000

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expirării

Produse periculoase



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Specificații

Domeniu de măsurare:	Single Range
Interval de măsurare standard:	0 - 0.40 mg/L NO_2^- -N
Model:	NI-11
Model test kit:	NI-15
Numar teste:	100
Nume metoda:	Color disc/Diazotization
Parameter:	Nitrite
Parametru:	Nitrogen, Nitrite, low range - As NO_2^- -N
Platforma:	Disc culoare
Smallest increment:	0.01
Tipul carcasei:	D