



## Soluție standard de calciu, 1000 mg/L, 500 mL

Nr. produs: 2240349  
RON Preț (fără TVA): Contact  
Disponibil

### Soluții standard pentru electrodul ion-selectiv (ISE) pentru analizele de laborator

Soluție standard ISE. Calciu, 1000 mg/L  $\pm 8$  mg/L  $\text{Ca}^{2+}$  (NIST). Recipient de 500 mL

#### Trasabilă NIST

Este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor standard utilizate este cheia.

#### Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurătorile precise ale ISE o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea electrodului ion-selectiv.

#### Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

---

### Specificații

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantitate:              | 500 mL                                                                                                             |
| Concentrație:           | 1000 mg/L $\pm 8$ mg/L $\text{Ca}^{2+}$                                                                            |
| Condiții de depozitare: | 10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)                                                                           |
| Note speciale:          | Respectați durata de valabilitate după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 3 luni |
| Package settings:       | Recipient                                                                                                          |
| Parametru:              | Calciu                                                                                                             |
| Platforma:              | Solu#ie                                                                                                            |