



Soluție tampon, pH 4,01, cod de culoare roșu, 20 L

Nr. produs: 2283461

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 2 săptămâni

Soluții tampon standard de pH pentru analizele din laborator și de pe teren

Soluție tampon standard de pH pentru calibrarea electrodului de pH. Soluție tampon pH cu cod de culoare pentru identificare ușoară. pH-ul este $4,01 \pm 0,02$ la 25°C. Pachet tip Bag-in-box de 20 L cu membrană internă pliabilă într-o cutie de carton alb cutat. Dimensiune ideală a ambalajului pentru laboratoarele care efectuează teste de pH în volum mare.

Trasabilă NIST

Indiferent dacă sunteți în laborator sau pe teren, este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor tampon standard de pH utilizate este esențială.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurătorile precise ale pH-ului o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea electrodului de pH.

Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

Specificații

Cantitate:	20 L
Cod culoare?:	Da
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Reactiv de calibrare tampon pH
Note speciale:	Termen de păstrare după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 6 luni
Package settings:	Bag-in-box (BiB)
Trasabilitate NIST:	Da
Valoare pH :	$4,01 \pm 0,02$ pH la 25°C