



Soluție tampon, pH 7,00, cod de culoare galben, 50 mL

Nr. produs: 2283526
RON Preț (fără TVA): Contact
Expediere în 2 săptămâni

Soluții tampon standard de pH pentru analizele din laborator și de pe teren

Soluție tampon standard de pH pentru calibrarea electrodului de pH. Soluție tampon pH cu cod de culoare pentru identificare ușoară. pH-ul este $7,00 \pm 0,02$ la 25°C . Recipient de 50 mL cu capac cu clapetă pentru scurgere recomandat pentru utilizare pe teren.

Trasabilă NIST

Indiferent dacă sunteți în laborator sau pe teren, este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor tampon standard de pH utilizate este esențială.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurătorile precise ale pH-ului o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea electrodului de pH.

Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

Specificații

Cantitate:	50 mL
Cod culoare?:	Da
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Reactiv de calibrare tampon pH
Note speciale:	Termen de păstrare după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 6 luni
Package settings:	Recipient
Trasabilitate NIST:	Da
Valoare pH :	$7,00 \pm 0,02$ pH la 25°C