



Pernuțe de pudră tampon, pH 4,01 și pH 7,00, pachet 2x15 bucăți

Nr. produs:

2299264

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Produse periculoase



Soluții tampon standard de pH pentru analizele din laborator și de pe teren

Pernuțe de pudră tampon pH pentru calibrarea electrodului de pH. Fiecare pernuță de pudră prepară 50 mL de soluție tampon proaspătă. Cod de culoare pentru identificare ușoară. pH-ul este $\pm 0,02$ la 25°C. Pachet de 15 pernuțe cu pH 4,01 (roșu) și 15 pernuțe cu pH 7,00 (galben).

Trasabilă NIST

Indiferent dacă sunteți în laborator sau pe teren, este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor tampon standard de pH utilizate este esențială.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurătorile precise ale pH-ului o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea electrodului de pH.

Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

Specificații

Cantitate:	30 buc.
Cod culoare?:	Da
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Reactiv de calibrare tampon pH
Note speciale:	Eliminați soluția preparată după utilizare
Package settings:	Pernuțe de pudră
Trasabilitate NIST:	Da
Valoare pH :	4,01 și 7,00 $\pm 0,02$ pH la 25°C