



Soluție standard de calciu, 10 mg/L, 100 mL

Nr. produs: 2305442
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Soluții standard pentru electrodul ion-selectiv (ISE) pentru analizele de laborator

Soluție standard ISE. Calciu, 10,00 mg/L $\pm 0,14$ mg/L Ca^{2+} (NIST). Recipient de 100 ml

Trasabilă NIST

Este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor standard utilizate este cheia.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurătorile precise ale ISE o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea electrodului ion-selectiv.

Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

Specificații

Cantitate:	100 mL
Concentrație:	10,00 mg/L $\pm 0,14$ mg/L Ca^{2+}
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Note speciale:	Respectați durata de valabilitate după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 3 luni
Package settings:	Recipient
Parametru:	Calciu
Platforma:	Solu#ie