



Standard solution, sodium chloride, 85.47 mg/L (180 µS/cm), 1L

Nr. produs: 2307553

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 2 săptămâni

Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

For standardization and accuracy checks in conductivity measurements

Specificații

Cantitate:	1000 mL
Concentrație:	180 µS/cm at 25°C ±10 µS/cm at 25°C
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protect from light)
Descriere:	Conductivity calibration solution
Formula:	NaCl
Note speciale:	Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months
Package settings:	Bottle
Parametru:	Conductivity
Platforma:	Solu#ie