



## Set de reactivi pentru clor (liber și total), DPD FEAS, titrator digital

**Nr. produs:**

**2445300**

RON Preț (fără TVA):

Contact

Nu este afișată data expedierii

Produse periculoase



Pentru determinarea clorului (liber și total) prin titrare digitală cu sulfat etilendiamoniu de fier, utilizând indicatorul DPD. Interval: până la 3,00 mg/l  $\text{Cl}_2$ .

Setul de reactivi include: plicuri cu reactivi pulbere pentru clor liber prin DPD, plicuri cu reactivi pulbere pentru clor total prin DPD, cartuș pentru titrare cu sulfat etilendiamoniu de fier, 0,00564 N. Aproximativ 40-100 de teste.

Fără acid boric!

### Rezultate precise - când și unde aveți nevoie de acestea

Metodele cu titrator digital utilizează un dispozitiv de dispensare de înaltă precizie și cartușe cu titrant concentrat pentru a permite efectuarea analizelor în laborator, în fabrică sau pe teren.

### Rapid și flexibil

Cartușele interschimbabile vă permite să schimbați titranții în decurs de câteva secunde. Nu există biurete de curățare sau clătire.

### Versatil

Peste 50 de combinații parametru/interval disponibile

### Economic

Titranții concentrați permit 40-100 de titrări tipice per cartuș.

---

## Specificații

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Domeniu de măsurare:  | 0-3,00 mg/l $\text{Cl}_2$   |
| Domeniu de masurare : | Set de reactivi pentru clor |
| Numar teste:          | 40 - 100                    |
| Nume metoda:          | DPD-FEAS                    |