



Reagent set, silica, HR, 5 mL samples, 100 Tests

Nr. produs:

2462300

RON Preț (fără TVA):

Contact

Nu este afișată data expirării

Produse periculoase



For high range silica determination by the Silicomolybdate method. For visual test kits that require a 5 mL sample. 100 tests

Specificații

Caracteristici speciale:	HR, 5 mL, 100 tests
Domeniu de măsurare:	1 - 100 mg/L SiO_2
Domeniu de măsurare :	5 mL
Numar teste:	100
Nume metoda:	Silicomolybdate