



Soluție de condiționare, ISENH3181, 500 mL

Nr. produs: 2541249
RON Preț (fără TVA): Contact
Expediere în 2 săptămâni

Utilizat ca soluție de condiționare între probe

Soluția de condiționare pentru electrodul selectiv de ioni de amoniac (ISENH3181), flacon de 500 ml, se utilizează ca soluție de condiționare între probe.

Această soluție este destinată utilizării între două analize. Aceasta va ajuta la resetarea pH-ului intern și va oferi citiri mai rapide și mai precise.

Notă: Această soluție **nu** trebuie utilizată pentru depozitare (peste noapte sau mai mult), vă rugăm să consultați manualul electrodului ISENH3181.

Specificații

Cantitate:	500 ml
Descriere:	ISENH3181
Formula:	$(\text{NH}_4)\text{HSO}_4$
Platforma:	Soluție
Solution Type:	Depozitare

Accesorii necesare

- Soluție standard de amoniac, 1000 mg/L, 1 L (Item 2354153)