



Soluție cu reactiv, molibdat, fosfor, 500 ml

Nr. produs:

2599849

RON Preț (fără TVA):

Contact

Nu este afișată data expedierii

Produse periculoase



Pentru determinarea fosforului reactiv (fosfați) cu interval scăzut prin metoda rapidă cu acid ascorbic lichid. Metoda Hach 10055

Specificații

Descriere:	Soluție cu reactiv pentru molibdat
Numar teste:	250
Nume metoda:	Acid ascorbic
Platforma:	Soluție