



Kit de calibrare, Soluții etalon de turbiditate Stablcal, turbidimetru 2100N / N IS, flacoane de 100 mL

Nr. produs:

2662110

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Kit de calibrare soluții etalon Stablcal pentru turbidimetrele de laborator 2100N și 2100N IS. Aprobare USEPA pentru calibrare. Soluțiile etalon de turbiditate stabilizate Formazin Stablcal sunt diluții originale Formazin dezvoltate pentru utilizare în orice aparat de măsură a turbidității. Kitul include recipiente de 100 mL cu soluții etalon de 0,1, 20, 200, 1000 și 4000 NTU.

Soluții Formazin precise pre-amestecate

Folosind o tehnologie de producție brevetată, Hach prepară soluțiile etalon Stablcal în concentrații precise, în cadrul unei game variate de concentrații - asigurând calibrări corecte ale turbidimetrului.

Pe baza soluțiilor etalon principale Formazin

Soluțiile etalon stabilizate Formazin Stablcal conțin același polimer de difuzare a luminii ca și soluțiile etalon de turbiditate principale Formazin - și au aceleași performanțe.

Stabilitatea îmbunătățită economisește timp și muncă

Deși soluțiile etalon principale Formazin pot fi preparate direct în laborator, procesul este dificil și consumă timp - iar soluțiile etalon diluate nu sunt stabile. Stablcal este o versiune stabilizată de Formazin - ce oferă rezultate repetabile, fără timpul și efortul necesare pentru soluțiile etalon pregătite în laborator.

Încredere în rezultate

Hach a fost prima companie care a utilizat Formazin ca soluție etalon de turbiditate în industria apei potabile, în urmă cu mai mult de 40 ani. Soluțiile etalon Stablcal se bazează pe decenii de experiență în măsurarea turbidității.

Specificații

Cantitate:	set de 5
Concentrație:	< 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU