



Set de reactivi, fosfor, acid ascorbic lichid rapid

Nr. produs:

2678600

RON Preț (fără TVA):

Contact

Nu este afișată data expirării

Produse periculoase



Pentru determinarea fosforului reactiv (orto-fosfat) prin metoda rapidă cu acid ascorbic lichid. Metoda Hach 10055. Interval: 19-3000 µg/l PO₄. Setul include: soluție de diluție cu reactiv pentru acid ascorbic, reactiv pulbere pentru acid ascorbic și soluție cu reactiv pentru molibdat pentru aproximativ 250 de teste.

Comoditate

Metodele cu lichid rapid utilizează reactivi lichizi, dozatoare fixate pe gura recipientelor și celule cu flux continuu pentru a oferi o testare simplificată.

Performanță

Deoarece celula cu flux continuu este prevăzută cu un sistem optic staționar, metodele cu lichid rapid oferă, în mod specific, o precizie mai bună față de metodele care necesită mutarea celulelor de eșantionare.

Eficiență

Metodele cu lichid rapid sunt ideale pentru testarea volumelor mari.

Specificații

Domeniu de măsurare:	19-3000 µg/l PO ₄
Instrument:	Toate exceptând, seria DR 900, DR/800, PC II
Numar metoda:	10055
Numar teste:	250
Nume metoda:	Acid ascorbic
Platforma:	Solu#ie