



Soluție de stocare electrod pH (3M clorură de potasiu), 50 mL

Nr. produs: 2756559
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Soluție de umplere pentru elementul de referință al electrodului, clorură de potasiu (KCl), 3 M, recipient de 50 mL

Specificații

Cantitate:	50 mL
Descriere:	PHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T
Formula:	KCl 3M
Platforma:	Solu#ie
Solution Type:	Reumplere