



Soluție de umplere, internă, sondă polarografică pentru oxigen dizolvat, 50 mL

Nr. produs: 2759126

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 2 săptămâni

Soluție de umplere pentru sondă polarografică pentru oxigen dizolvat, clorură de potasiu/glicerină, recipient de 50 mL

Specificații

Cantitate:	50 mL
Descriere:	5130, 5197000
Formula:	KCl și glicerină
Platforma:	Solu#ie
Solution Type:	Reumplere