



Dozator Swiftest pentru iodură de potasiu, cu cartuş cu iodură de potasiu

Nr. produs:

2834100

RON Preţ (fără TVA):

Contact

Nu este afişată data expirării

Produse periculoase



Pentru determinarea clorului total cu titratorul amperometric de clor AutoCat 9000. Include dozatorul Swiftest[™] şi un cartuş care conţine suficient reactiv pentru aproximativ 300 de teste.

Adăugare rapidă şi uşoară a reactivului

Ideal pentru un număr mare de teste de clor total prin utilizarea de iodură de potasiu pulbere, de înaltă calitate, de la Hach.

Apăsăşi pentru a adăuga pulbere

Nu este nevoie să deschideţi recipientele cu reactiv, ceea ce înseamnă mai puţine deşeuri de ambalaje

Codificat pe culori în funcţie de parametri

Mânerul dozatorului Swiftest[™] este codificat pe culori pentru recunoaşterea uşoară a parametrilor.

Specificaţii

Nume metoda:

Titrare amperometrică

Platforma:

Swiftest

Accesorii necesare

- Cartuş cu iodură de potasiu pentru dozator Swiftest (Item 107760)