



Soluție de umplere, Referință, 3 M KCl cu AgCl, 28 mL

Nr. produs: 2841700

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Soluție de umplere pentru elementul de referință al electrodului, clorură de potasiu (KCl), cu AgCl saturată, 3 M, recipient de 28 mL

Specificații

Cantitate:	28 mL
Descriere:	MTC301, PHC301, 5012T
Formula:	KCl 3M și AgCl Sat.
Platforma:	Solu#ie
Solution Type:	Reumplere