



Xenosep consumables kit for EPA method 1664A testing

Nr. produs:	2943800
RON Preț (fără TVA):	Contact
Expediere în 2 săptămâni	

Order the Xenosep Consumables Kit for a quick and easy way to replace your most used components.

Consumables kit includes: 24 Xenosep SPE Filters, 47mm diameter, 24 Transfer Pipets, 15 mL capacity per pipet, 24 Inline Columns with Sodium Sulfate, 10g per column.

Specificații

Cantitate:	1 each
------------	--------