




Be Right™



Soluție de umplere, Referință, 2,44 M KCl, 59 mL

Nr. produs: 2965026

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 2 săptămâni

Soluție de umplere pentru elementul de referință al electrodului, clorură de potasiu (KCl), 2,44 M, recipient de 59 mL și capac dozator

Specificații

Cantitate:	59 mL
Descriere:	PHC281
Formula:	KCl 2,44M
Platforma:	Solu#ie
Solution Type:	Reumplere