



Soluție standard de conductivitate, 12890 µS/cm, KCl, 50 mL

Nr. produs: 2974426

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expirării

Soluții standard de conductivitate pentru analizele din laborator și de pe teren

Soluție standard de conductivitate. 12890 µS/cm ±10% la 25°C, 7455 mg/L ±10% sub formă de clorură de potasiu (KCl) (0,1M). Recipient de 50 mL cu capac cu clapetă pentru scurgere.

Trasabilă NIST

Indiferent dacă sunteți în laborator sau pe teren, este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor standard utilizate este cheia.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurători precise ale conductivității o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea celulei de conductivitate.

Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

Specificații

Cantitate:	50 mL
Concentrație:	12890 µS/cm la 25°C ±10% la 25°C
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Soluție pentru calibrarea conductivității
Formula:	KCl
Note speciale:	Respectați durata de valabilitate după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 3 luni
Package settings:	Recipient
Parametru:	Conductivitate
Platforma:	Solu#ie
Trasabilitate NIST:	Da