



Soluție standard de tiosulfat de sodiu, 0,025 N, 1 L

Nr. produs: 35253
RON Preț (fără TVA): Contact
Expediere în 2 săptămâni

Soluție standard de tiosulfat de sodiu, 0,025 N, 1 L

Specificații

Aplicatie:	Eliminarea clorului
Cantitate:	0,025 N
Descriere:	Îndepărtați substanța care interferează
Domeniu de măsurare:	0 - 400 mg/L
Domeniu de masurare :	1 - mai mare de 10 mg/L
Formula:	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,025 N
Numar teste:	Variază
Package settings:	Bottle
Platforma:	Solu#ie