



Cutie transport (147 x 224 x 171 mm), polipropilenă albastră

Nr. produs:	4660200
RON Preț (fără TVA):	Contact
Disponibil	

Carcasa de transport durabilă din polipropilenă albastră vă permite să transportați ușor elementele pentru testele pe teren.

Mânerul retractabil al capacului permite depozitare ușoară pe verticală

Conținutul este transportat în poziție verticală

Include zone adâncite pe panoul plat pentru etichetare

Specificații

Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	147 mm x 224 mm x 171 mm
Înălțime:	5.8 in
Tipul carcasei:	D