



MultiTest kit case (142 x 312 x 185 mm), blue polypropylene

Nr. produs: 4660400

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Durable blue polypropylene carrying case allows easy transport of items for field testing.

Recessed handle in lid provides easy stacking

Contents are carried in upright position

Includes recessed flat-panel areas for labeling

Specificații

Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime): 142 mm x 312 mm x 185 mm

Înălțime: 4.5 in

Tipul carcasei: F