



Cylinder, graduated, 10 mL +- 0.1 mL, 0.2 mL divisions (white markings)

Nr. produs: 50838
RON Preț (fără TVA): Contact
Nu este afișată data expedierii

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes ≥ 25 mL.

Specificații

Cantitate:	1 each
Capacitate:	10 mL
Certificări:	Class B
Înălțime:	135 mm
Material corp:	Glass
Metoda de măsurare:	To Deliver
Tip:	Simplu Metric