



Cylinder, graduated, 100 mL +- 0.6 mL, 1.0 mL divisions (white markings)

Nr. produs: 50842
RON Preț (fără TVA): Contact
Expediere în 2 săptămâni

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes ≥ 25 mL.

Specificații

Cantitate:	1 each
Capacitate:	100 mL
Certificări:	Class B
Înălțime:	255 mm
Material corp:	Glass
Metoda de măsurare:	To Deliver
Tip:	Simplu Metric