



Soluție de clorinare pentru amoniac liber, 4 ml SCDB

Nr. produs:

2877436

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Reactiv îmbunătățit pentru determinarea amoniacului liber prin metoda cu Indofenol. **Înlocuiește 2877336.**

Necesită o nouă procedură (consultați fila Reactiv/Procedură) și actualizarea software-ului instrumentului. Consultați Descărcări>Alte>Notificare privind produsul - Monocloramină și amoniac liber

Metoda Hach 10201, recipient cu picurător autonom de 4 ml (SCDB). Parte a setului de reactivi 2879200.

Specificații

Cantitate:	4 ml
Numar metoda:	10200
Nume metoda:	Indofenol
Platforma:	Solu#ie