



Reactivi Chemkey pentru clorul total (pachet de 300)

Nr. produs: 8499400

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Chemkey pentru clorul total, domeniu 0,04 - 10 mg/L Cl₂. Pentru analizorul paralel portabil (PPA) SL1000. 12 cutii de 25 (cantitate totală 300 teste).

Specificații

Cantitate:	300 teste/pachet
Domeniu de măsurare:	0,04 - 10 mg/L Cl ₂
Instrument:	SL1000
Numar metoda:	10260
Parametru:	Clor total
Platforma:	Chemkeys