



Reactivi Chemkey pentru clorul liber (25 teste/pachet)

Nr. produs: 9429000

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Chemkey pentru clorul liber, domeniu 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. Pentru analizorul paralel portabil (PPA) SL1000.

Specificații

Cantitate:	25 teste/pachet
Domeniu de măsurare:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Numar metoda:	10260
Parametru:	Clor liber
Platforma:	Chemkeys