



Be Right™



Reactivi Chemkey pentru monocloramină (25 teste/pachet)

Nr. produs: 9429400

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 2 săptămâni

Chemkey pentru monocloramină, domeniu 0,04 - 4,0 mg/L Cl_2 . Pentru Analizorul Portabil Paralel (PPA) SL1000.

Specificații

Cantitate:	25 teste/pachet
Domeniu de măsurare:	0,04 - 4,00 mg/L Cl_2
Parametru:	Monocloramină
Platforma:	Chemkeys