



Reactivi Chemkey pentru amoniacul liber și monocloramină (25 teste/pachet)

Nr. produs: 9429600
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Chemkey pentru amoniac liber, 0,05 - 0,5 mg/L, și monocloramină, 0,04 - 4,00 mg/L. Pentru analizorul paralel portabil (PPA) SL1000.

Specificații

Cantitate:	50 teste/pachet (25 teste pt. fiecare parametru)
Domeniu de măsurare:	0,05 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Kit Option:	Free Ammonia & Monochloramine
Parametru:	Amoniu liber
	Monocloramină
Platforma:	Chemkeys