



Recharge kit of 4 pre-filled cartridges with premounted 2956A membranes for A1100 oxygen sensors with 33051-xT cap only

Nr. produs:

2956A-AT05

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni



Includes o-rings and cleaning tools. Special low concentration electrolyte.

Specificații

Condiții de depozitare:

Store in a dry place at room temperature

Instrument:

Orbisphere A1100-S00T O2 sensor, Orbisphere GA2x00-S00T O2 sensor

Parametru:

O2