



USB + Modul de alimentare 2100Q/2100Q IS și DR1900

Nr. produs: LZV813.99.00001

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

USB + Modulul de alimentare este un accesoriu opțional pentru turbidimetrele portabile 2100Q și 2100Q IS și spectrofotometrul portabil DR1900. Acest modul adaugă o nouă funcționalitate instrumentului, permițându-i utilizatorului să realizeze:

Transferați datele pe un PC în format XML

Transferați datele pe imprimanta Citizen PD-24 (2960100)

Utilizați instrumentul pe rețeaua de alimentare (100-240 V c.a., 50/60 HZ) și încărcați bateriile NiMH (2971304)

Efectuarea actualizărilor de firmware

Introduceți rapid ID-uri de probă și de utilizator cu scanerul opțional de coduri de bare (LZV566)

Specificații

Garanție:	24 luni
Output Voltage:	9V
Scop alimentare:	Include modulul, capacul modulului, sursa de alimentare cu patru adaptoare de fișă, cablul USB standard cu conector Mini-USB, adaptor special pentru cablul USB și manualul.
Voltaj intrare:	100 - 240 V c.a., 50/60 Hz