




Be Right™



Standard Addista cu parametri combinați, NIST, apă uzată, domeniu mic

Nr. produs: LCA721

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Standard cu parametri combinați pentru controlul calității pentru parametrii apelor uzate, interval scăzut. Componentele soluției etalon pot fi urmărite la SRM de la NIST (excepție: Amoniu).

Aplicabil pentru testele cuvetă

- LCI500 COD (formulă ISO 15705), 0-150 mg/L O₂
- APC500 COD (formulă ISO 15705), 0-150 mg/L O₂
- APC314, LCK314 COD, 15-150 mg/L O₂
- APC304, LCK304 Amoniu, 0,015-2,0 mg/L NH₄-N
- APC138, LCK138 Azot total, 1-16 mg/L TN_b
- APC339, LCK339 Nitrat, 0,23-13,5 mg/L NO₃-N
- APC349, LCK349 Fosfat, 0,05-1,5 mg/L PO₄-P

Încredere în rezultat

Documentarea continuă a măsurilor pentru asigurarea calității analitice folosind sistemul Addista certifică acuratețea rezultatelor testărilor apei pe care le realizați.

Complexitate redusă

Fiecare soluție Addista etalon conține mai mulți parametri. Acest lucru reduce în mod semnificativ numărul de sticle cu etaloane cu un singur parametru din laboratorul dvs.

Mai puține surse de eroare

Soluțiile Addista sunt gata de utilizare cu testul cuvetă LCK de la Hach. Deoarece nu este necesară diluarea, se economisește timp de lucru și se elimină erorile atunci când se analizează soluțiile etalon.

Specificații

Condiții de depozitare: 2 - 8 °C (a se păstra la frigider)

Platforma: LCA