



Test cuvetă indice de permanganat 0,5 - 10 mg/L O₂ (CCO-Mn)

Nr. produs:

LCK394

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C (a se feri de lumină)
Descriere:	Indice de permanganat (CCO-Mn)
Domeniu de măsurare:	0,5 - 10 mg/L O ₂
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR1900, DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Necesitate digestie:	Da
Numar teste:	25
Nume metoda:	Permanganat
Parametru:	CCO-Mn
Platforma:	LCK
Standard method:	ISO 8467