



Distribuator Millipore ez Fit

Nr. produs: 2586201

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Distribuator cu vid pentru analiza microbiologică generală

Baza distribuitorului, 1-loc, oțel inoxidabil

Design unic pentru curățarea și decontaminarea ușoară.

Diferite capete de filtrare pentru ambele dispozitive de filtrare reutilizabile și de unică folosință.

Conectori cu potrivire rapidă pentru tubulatura de vid. Înălțime scăzută pentru ușurința în utilizare în hotele cu flux laminar.

Prevenirea ușoară a dezvoltării biopeliculelor: noul design ez Fit elimină sursele de contaminare care pot produce rezultate fals pozitive. Toate zonele interne sunt accesibile și pot fi curățate în mod eficient. Toate componentele pot fi autoclavate.

Fiecare componentă poate fi îndepărtată rapid și ușor, fără utilizarea altor instrumente suplimentare.

În racordul tubului este integrată o supapă de reținere care are scopul de a preveni refluxul lichidului din sistemul de vid.

Supapa cu 2 căi împiedică atingerea accidentală a capului de filtrare de către utilizator în timpul deschiderii sau închiderii acestuia.