



Test cuvetă pentru surfactanți anionici, 0,1-4,0 mg/L

Nr. produs:

LCK432

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Gata de utilizare, garantează siguranță maximă, ușor de manevrat, sistem de evaluare fotometrică, ecologic

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Sodium Dodecylbenzene Sulphonate
Domeniu de măsurare:	0.1 - 4.0 mg/L
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Numar teste:	25
Nume metoda:	Albastru de metilen (MBA)
Parametru:	Surfactanți, anionici
Platforma:	LCK
Standard method:	ISO 7875-1