



Test cuvetă COD 5-60 mg/l O₂

Nr. produs:

LCK1414

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Aprobate oficiale pentru limitele de consimțire. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru și calibrare Truecal

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C (a se feri de lumină)
Descriere:	Consum chimic de oxigen
Domeniu de măsurare:	5.0 - 60 mg/L O ₂
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Necesitate digestie:	Da
Numar teste:	25
Nume metoda:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Parametru:	COD
Platforma:	LCK
Truecal:	Da