



Be Right™



Soluție tampon, pH 10,01, 500 mL

Nr. produs: 2283649.99

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Soluție tampon de calitate, culoare albastră, trasabilă NIST.

Specificații

Cantitate:	500 mL
Cod culoare?:	Da
Concentrație:	10.01 pH $\pm$ 0.02 pH при 25° C
Package settings:	Recipient
Parametru:	pH
Platforma:	Solu#ie
Valoare pH :	10,01 pH $\pm$ 0,02 pH la 25 °C