




Test cuvetă pentru urme de formaldehidă, ISO 12460, 0,05-3,0 mg/L H_2CO

Nr. produs: LCS425
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0.05 - 3.0 mg/L H_2CO
Instrument:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Necesitate digestie:	da
Note speciale:	Pentru evaluare sunt necesare cuvete dreptunghiulare semimicro de 50 mm.
Numar teste:	25
Nume metoda:	Acetilacetonă
Parametru:	Formaldehidă, urme
Platforma:	LCK