



Set de reactivi pentru clor/ozon, 0,03-0,4/0,05-1,5 mg/L Cl₂

Nr. produs:

LCW510

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil



Specificații

Descriere:	Clor liber/total și ozon, două intervale de măsurare
Domeniu de măsurare:	0.1 - 1.5 mg/L Cl ₂ / O ₃ (cuvetă rotundă)
Domeniu de masurare :	0,03 - 0,4 mg/L Cl ₂ / O ₃ (cuvetă dreptunghiulară de 50 mm)
Note speciale:	Pentru valori ridicate: LCW906; pentru valori scăzute: LZP341
Numar teste:	100
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor/Ozon
Reference method:	ISO 7393-2