



Servicii de punere in functiune Titralab AT1000 2 Syringe/ 2 Pumps

Nr. produs:

S-XCOMM-AT1222

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Servicii de punere in functiune Titralab AT1000 2 Syringe/ 2 Pumps

Cu programul Commissining Hach beneficiati de punerea in functiune si instruirea personalului operator, la aces pachet se adauga si inceperea termenului de garantie de la data punerii in functiune, dar nu mai tarziu de 6 luni de la achizitie. In urma tuturor activitatilor toate echipamentele vor fi calibrate si perfect functionale.

Pachetul include:

- Punerea in functiune a echipemntelor
- Pausalul de deplasare

Specificatii

Conținutul cutiei:

Servicii de punere in functiune Titralab AT1000 2 Syringe/ 2 Pumps

Cu programul Commissining Hach beneficiati de punerea in functiune si instruirea personalului operator, la aces pachet se adauga si inceperea termenului de garantie de la data punerii in functiune, dar nu mai tarziu de 6 luni de la achizitie. In urma tuturor activitatilor toate echipamentele vor fi calibrate si perfect functionale.

Pachetul include:

- Punerea in functiune a echipemntelor
- Pausalul de deplasare

Conținutul cutiei

Servicii de punere in functiune Titralab AT1000 2 Syringe/ 2 PumpsCu programul Commissining Hach beneficiati de punerea in functiune si instruirea personalului operator, la aces pachet se adauga si inceperea termenului de garantie de la data punerii in functiune, dar nu mai tarziu de 6 luni de la achizitie. In urma tuturor activitatilor toate echipamentele vor fi calibrate si perfect functionale.Pachetul include: - Punerea in functiune a echipemntelor- Pausalul de deplasare