



Reactivi Chemkey pentru amoniu liber & total și monocloramină (25 teste/pachet)

Nr. produs: 8791900

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 2 săptămâni

Chemkey pentru amoniu liber și total, interval 0,05 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (amoniu liber) / 0,05 - 1,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (amoniu total, cu maxim 0,50 mg/L amoniu liber) și monocloramină, 0,04 - 4,0 mg/L Cl_2 . Pentru analizorul paralel portabil (PPA) SL1000.

Specificații

Cantitate:	50 teste/pachet (25 teste pt. fiecare parametru)
Domeniu de măsurare:	Amoniu liber: 0,05 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ Amoniu total: 0,05 - 1,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (cu maxim 0,50 mg/L amoniu liber) Monocloramină: 0,04 - 4,00 mg/L Cl_2
Kit Option:	Free & Total Ammonia, and Monochloramine
Parametru:	Amoniu liber și total Monocloramină
Platforma:	Chemkeys