



Set de reactivi pentru mangan, 0,005 - 0,7 mg/L Mn

Nr. produs:

LCW632

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Set reactivi fără cianură pentru determinarea manganului cu TMB

Specificații

Condiții de depozitare:	4 - 8 °C (a se feri de lumină)
Domeniu de măsurare:	0,005 - 0,7 mg/L Mn
Domeniu de masurare :	Domeniu foarte mic
Instrument:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Note speciale:	este necesară cuveta dreptunghiulară de 50 mm L郑341
Numar teste:	50
Nume metoda:	TMB
Parametru:	Mangan
Platforma:	LCW