



Pachet de aplicații titrare băuturi: pH, aciditate totală în băuturi răcoritoare, bere și kombucha, seringă dublă de 25 ml

Nr. produs:

AP0026.AT1222

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Pachet de aplicații pentru determinarea pH-ului și acidității totale în băuturi nealcoolice, bere și kombucha. Potrivit pentru seria Titralab AT1000, model titrator automat AT1222.

Specificații

Aplicatie:	Food & Beverage
Conținutul cutiei:	Acest pachet de aplicații conține o sondă de pH, o cheie USB cu aplicații pre-programate, pahare de polipropilenă, bare magnetice de agitare, dopuri pentru sticle, adaptor conic și două (2) seringi din sticlă de 25 ml de înaltă precizie cu inele de seringă.
	Instrumentul AT1000 și reactivii se vând separat.
Garanție:	24 luni
Instrumente compatibile:	AT1222
Parametru:	pH, aciditate totală
Syringe:	Double
Tip:	Application Pack

Conținutul cutiei

Acest pachet de aplicații conține o sondă de pH, o cheie USB cu aplicații pre-programate, pahare de polipropilenă, bare magnetice de agitare, dopuri pentru sticle, adaptor conic și două (2) seringi din sticlă de 25 ml de înaltă precizie cu inele de seringă. Instrumentul AT1000 și reactivii se vând separat.