



Test cuvetă COD pentru apă sărată, 7 - 70 mg/L O₂

Nr. produs:

LCK1814

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Interval de măsurare: 7 - 70 mg/L O₂

Se aplică pentru testarea COD, valori scăzute, în probele de apă cu concentrații ridicate de cloruri de până la 20.000 mg/L. Nu este necesară executarea procesului greoi de pretatare a probelor!

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C (a se feri de lumină)
Domeniu de măsurare:	7 - 70 mg/L O ₂
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Necesitate digestie:	Da
Numar teste:	25
Nume metoda:	Dicromat
Parametru:	COD (for samples up to 20000 mg/L Chloride)
Platforma:	LCK