



Reactivi Chemkey pentru acid peracetic (cutie de 25)

Nr. produs: 8635200

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 2 săptămâni

Chemkey-uri pentru acid peracetic, interval 0,04 - 50,0 mg/L PAA. Pentru analizorul portabil paralel (PPA) SL1000.

Specificații

Cantitate:	25 teste/pachet
Conținutul cutiei:	25 Chemkey-uri
Domeniu de măsurare:	0,04 - 50,0 mg/L PAA
Instrument:	SL1000
Numar metoda:	10297
Parametru:	Acid peracetic
Platforma:	Chemkeys

Conținutul cutiei

25 Chemkey-uri