



Cuve dreptunghiulare cu capac, 50x10 mm (20 buc.), plastic, de unică folosință, pentru Lico

Nr. produs: LZM381

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Un nou tip de cuvă de unică folosință pentru probe, cu capac cu filet, pentru măsurători colorimetrice simple și ușoare. Cuvă este concepută special pentru măsurarea substanțelor volatile, toxice sau cancerigene. Cuvă pentru probe dreptunghiulară, ușor de etanșat și având capac cu filet, îndeplinește cerințele de siguranță ale industriei chimice și farmaceutice.

Noua cuvă etanșabilă de 50 mm oferă securitate triplă pentru utilizator:

- Rezultate sigure și fiabile ale măsurătorilor, datorită lungimilor de undă mari
- Manipulare sigură, deoarece nu există risc de vărsare, datorită cuvei închise pentru probe
- Protecție împotriva degazării sau evaporării premature a probei lichide

Proba din cuva etanșată poate fi utilizată direct ca probă reținută sau poate fi stocată pentru teste de îmbătrânire cu termen lung.

Cuva etanșabilă este potrivită pentru toate aplicațiile colorimetrice Lico, ca înlocuitor direct pentru cuva din plastic de 50 mm existentă, LZM130, fără niciun efort de verificare, deoarece materialul și dimensiunile sunt identice.

Specificații

Cantitate:	Pachet de 20
Lungime de unda (optica):	50 mm
Material:	PMMA