



Kit de verificare volum biuretă AT1000

Nr. produs: LZE228

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 1 săptămână

Kit verificare volum biuretă pentru titrator automat din seria Titralab AT1000

Specificații

Conținutul cutiei: Kitul include: stativ, cleme Bosshead (LZE231); tubulatură, vârf pipetă, suport pipetă și suport tub-seringă (LZE230); licență de activare pentru verificarea biuretei (LZE229)

Garanție: 24 luni

Conținutul cutiei

Kitul include: stativ, cleme Bosshead (LZE231); tubulatură, vârf pipetă, suport pipetă și suport tub-seringă (LZE230); licență de activare pentru verificarea biuretei (LZE229)