



Test cuvetă pentru amoniu 100-1,800 mg/L NH₄-N, 25 teste

Nr. produs:

LCK502

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Domeniu de măsurare:	100 - 1800 mg/L NH ₄ -N
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	25
Nume metoda:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Parametru:	Amoniu
Platforma:	LCK